

V300

Leichtgewicht-Rollstuhl mit
maximalen Anpassungen

Schiebegriffe schwarz mit
strukturierter Oberfläche

Breite Armpolster
BO4 DL höhen-
und tiefenverstellbar

Rückenbespannung
anpassbar (Klett)

4 cm dickes
Sitzkissen

Beinstützen nach
innen und außen
abklappbar und
abnehmbar

Steckachsen für
einfache und schnelle
Entfernung der Räder

Gabel aus
Metall

Fußplatten
winkelverstellbar

Kippschutz an
der Rückseite



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten V300

Gesamtbreite *	Sitzbreite	gefaltet	Sitzneigung	Höhe armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	max. belastbarkeit	Gewicht	max. Steigung	max. Gefälle	Bodenfreiheit	Wendekreis	Räder vorne	Räder hinten	C59 champ.	C80 blau
600	390	320	0° - 10°	145 - 250	450 - 540	890 - 990	1000 - 1040	440 - 520	400	130	18,8	7°	10°	60	1500	200	22" - 24"		
630	420	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130									
650	440	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130									
670	460	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130									
690	480	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130									
710	500	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130									

*Gesamtbreite mit Trommelbremse + 30 mm

Maße in mm, Gewicht in kg. Abweichungen bei Maße und Gewicht (15 mm und 1,5 kg) sind möglich

Standard

- B18 Fersenbänder
- B04DL Höhenverstellbare Armlehnen schwarz
- B06 Standard Fusstützen
- AP6 Krypton Räder 200 x 50 mm
- B74 Trommelbremse
- B23 Sitzkissen Dicke 4 cm
- B78 Kippschutz
- B80 Steckachse
- ZV40 Velcro Rücken
- L44 Anpassbarer Kletrücken

Einige Eigenschaften



Kippschutz



B74 - Trommelbremsen



Sitz tiefenverstellbar

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

